


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗マンノース受容体/Cd206 モノクローナル抗体 - P22897

商品番号: CM0008934



前書き

ヒトマンノース受容体/CD206 (UniProt P22897) を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAに適しています。エンドサイトーシス、病原体認識、マクロファージ生物学の研究に理想的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マンノース受容体/CD206 ウサギmAb
備考/別名	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA54H119.1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4360
GeneID	4360
免疫原	組換えタンパク質 ヒトマンノース受容体/CD206 (NP_002429.1) のアミノ酸19-1389に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P22897
タンパク質分子量	166kDa
輸送	保冷バッグ