


マンノース受容体/Cd206 ポリクローナル抗体（Wb用途） - P22897

商品番号: CM0026864



前書き

ヒトマンノース受容体/CD206 (MRC1) を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、W B、IF-P、ELISAでの検証が完了しています。マクロファージのエンドサイトーシス、病原体認識、宿主-ウイルス相互作用の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Mannose Receptor/CD206 ウサギ pAb
別名	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541H19.1; Mannose Receptor/CD206
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4360
免疫原	ヒトマンノース受容体/CD206 (NP_002429.1) のアミノ酸610～860番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22897
タンパク質分子量	166 kDa
輸送方法	氷袋