


抗Maobポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P27338

商品番号: CM0024100



前書き

モノアミンオキシダーゼB（MAOB）ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。神経伝達物質代謝および神経毒研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	モノアミンオキシダーゼB (MAOB) ウサギpAb
備考/別名	MAOB; モノアミンオキシダーゼB (MAOB)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4129
GeneID	4129
免疫原	ヒトMAOB (NP_000889.3) のアミノ酸400-490番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27338
タンパク質分子量	59kDa
発送	保冷剤