

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Map1Lc3A ウサギモノクローナル抗体 - Q9H492

商品番号: CM0005137



前書き

CamelBioは、オートファジー研究向けにウサギモノクローナル抗MAP1LC3A抗体を提供します。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応；14kDaタンパク質を検出。研究および体外診断用医薬品開発向けカタログ製品です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAP1LC3A ウサギ mAb
備考/別名	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; MAP1LC3A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84557
免疫原	合成ペプチド ヒトLC3A (Q9H492) のアミノ酸42-121に対応する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H492
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷剤