

Wb、Ip、Elisa用抗Map1Lc3Aウサギモノクローナル抗体 - Q9H492

商品番号: CM0002243



前書き

ウエスタンブロット、免疫沈降、ELISAで検証済みの抗MAP1LC3Aウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。オートファゴソームマーカーであるLC3Aを標的とするため、オートファジー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAP1LC3A ウサギmAb
備考/別名	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; MAP1LC3A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84557
GeneID	84557
免疫原	合成ペプチド ヒトMAP1LC3A (Q9H492) のアミノ酸1~100番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H492
タンパク質分子量	14kDa
発送方法	保冷剤