


抗Map1Lc3Bポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Gzq8

商品番号: CM0020949



前書き

ヒトおよびラットとの交差反応性が確認された、WBおよびELISA用MAP1LC3Bウサギポリクローナル抗体。IVD（体外診断用医薬品）および研究用途において、オートファジー、マイトファジー、オートファゴソーム形成の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAP1LC3B ウサギpAb
備考/別名	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3; 3B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	81631
免疫原	ヒトMAP1LC3Bのアミノ酸1-50に対応する合成ペプチド (NP_073729.1)
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9GZQ8
タンパク質重量	14kDa
配送	アイスバッグ