

Anti-Map1Lc3C ラビットポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q9Bxw4

商品番号: CM0028759



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みのAnti-MAP1LC3C ラビットポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのMAP1LC3Cと反応し、異物性オートファジー（xenophagy）および凝集性オートファジー（aggrephagy）に関与する重要なオートファジー関連タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAP1LC3C Rabbit pAb
備考/別名	LC3C; ATG8J; MAP1LC3C
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	440738
遺伝子ID	440738
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMAP1LC3C (NP_001004343.1) のアミノ酸1-147に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BXW4
タンパク質分子量	17kDa
配送	氷袋