

Wb、If、Ihc、Elisa対応 抗Map2ポリクローナル抗体 - P11137

商品番号: CM0025492

前書き

MAP2を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのMAP2を検出します。微小管ダイナミクスや樹状突起構造を扱う神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAP2 ウサギpAb
別名	MAP-2; MAP2A; MAP2B; MAP2C; MAP2
対象種	ヒト
遺伝子ID	4133 (ヒト)
免疫原	組換えタンパク質：ヒトMAP2 (NP_002365.3) のアミノ酸1510-1650番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11137
タンパク質分子量	200 kDa
発送方法	保冷剤