

Anti-Map2 ラビットポリクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用） - P11137

商品番号: CM0015426

前書き

ヒトMAP2を標的とする高品質なラビットポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISA用に設計された組換え免疫原。マウスおよびラットと交差反応します。微小管および神経生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAP2 Rabbit pAb
備考/別名	MAP-2; MAP2A; MAP2B; MAP2C; MAP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4133
遺伝子ID	4133
免疫原	ヒトMAP2 (NP_002365.3) のアミノ酸1-118に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P11137
タンパク質分子量	200kDa
配送	氷袋