


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Map2K4ウサギポリクローナル抗体 - P45985

商品番号: CM0012937



前書き

MAP2K4に対するウサギポリクローナル抗体で、ノックアウト（KO）研究で検証済みです。WB、IHC-P、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットに反応します。ストレス活性化MAPK/JNKシグナル伝達経路を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] MAP2K4ウサギpAb
備考／別名	JNKK、MEK4、MKK4、SEK1、SKK1、JNKK1、SERK1、MAPKK4、PRKMK4、SAPKK1、SAPKK-1、K4
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6416
遺伝子ID	6416
免疫原	ヒトMAP2K4（NP_003001.1）のアミノ酸300～399に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P45985
タンパク質分子量	44 kDa
配送	保冷バッグ