


Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Map3K1ポリクローナル抗体 - Q13233

商品番号: CM0023279



前書き

Western blot、IHC-P、ELISAでバリデーションされたAnti-MAP3K1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。ERK/JNKおよびNF-kBシグナル伝達経路におけるMAP3K1/MEKK1を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] MAP3K1 Rabbit pAb
備考/別名	MEKK; MEKK1; SRXY6; MEKK 1; MAPKKK1; K1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4214
GeneID	4214
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13233
タンパク質分子量	164kDa
配送	氷袋