


Wb、If、Ihc、Elisa対応抗Map3K1ウサギポリクローナル抗体 - Q13233

商品番号: CM0021718



前書き

MAP3K1 (MEKK1) を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、免疫蛍光法、免疫組織化学、ELISAの各用途に対応しています。ヒト、マウス、ラットのMAP3K1と交差反応し、キナーゼシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAP3K1 Rabbit pAb
備考/別名	MEKK; MEKK1; SRXY6; MEKK 1; MAPKKK1; MAP3K1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4214
GeneID	4214
免疫原	合成ペプチド：ヒトMAP3K1 (NP_005912.1) のアミノ酸1400～1512番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13233
タンパク質分子量	164kDa
発送方法	氷袋