

Wb、Elisa用抗Map3K11ウサギポリクローナル抗体 - Q16584

商品番号: CM0020517



前書き

ヒトMAP3K11（MLK3）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISA検出に適しています。マウスMAP3K11も認識します。組換えタンパク質免疫原（aa 140-260）。MAPK経路および細胞増殖の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAP3K11ウサギpAb
備考／別名	MLK3; PTK1; SPRK; MLK-3; MEKK11; MAP3K11
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4296
GeneID	4296
免疫原	組換えタンパク質（ヒトMAP3K11のアミノ酸140-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質、NP_002410.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q16584
タンパク質分子量	93 kDa
輸送条件	保冷バッグ