

抗Map3K14 (Nik) ウサギポリクローナル抗体（Wb/Elisa用） - Q99558

商品番号: CM0015540



前書き

この抗MAP3K14 (NIK)
ウサギポリクローナル抗体で非古典的NF-
κBシグナル伝達を探索。WBおよびELISAで検証済み
で、ラットとの交差反応性あり。免疫応答およびリン
パ様器官形成の研究に必須。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAP3K14 ウサギ pAb
備考/別名	HS; NIK; HSNIK; FTDCR1B; MAP3K14
種	ヒト
遺伝子ID	9020
免疫原	ヒトMAP3K14 (NP_003945.2) のアミノ酸330-662に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q99558
タンパク質分子量	104kDa
発送	保冷バッグ