

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Map3K4 ポリクローナル抗体 - Q9Y6R4

商品番号: CM0019696

前書き

WB、IHC-P、ELISAアプリケーション用の高品質ウサギポリクローナルMAP3K4抗体。ヒトおよびラットのMAP3K4（予測分子量~182kDa）と反応します。MAPキナーゼシグナル伝達経路の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAP3K4 ウサギ pAb
備考/別名	MTK1; MEKK4; MEKK 4; MAPKKK4; PRO0412; MAP3K4
種	ヒト
GeneID	4216
免疫原	ヒトMAP3K4 (NP_005913.2)のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9Y6R4
タンパク質分子量	182kDa
輸送	保冷バッグ