

抗Map3K4ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Y6R4

商品番号: CM0003745

前書き

本ウサギモノクローナル抗体は、MAPK経路のキナーゼであるヒトMAP3K4（MEKK4）を標的とします。
WB、IHC-P、ELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応します。分子量は182kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAP3K4 ウサギmAb
備考／別名	MTK1, MEKK4, MEKK 4, MAPKKK4, PRO0412, MAP3K4
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	4216
免疫原	合成ペプチド：ヒトMAP3K4（Q9Y6R4）のアミノ酸100～200番内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6R4
タンパク質分子量	182kDa
発送方法	氷袋梱包