

Wb、Elisa用 Anti-Map3K5 ポリクローナル抗体 - Q99683

商品番号: CM0016450



前書き

MAP3K5/ASK1 (Q99683)

に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのMAP3K5（ストレスおよびアポトーシスシグナル伝達における重要なキナーゼ）を検出します。細胞シグナル伝達およびアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	MAP3K5 ウサギ pAb
備考/別名	ASK1; MEKK5; MAPKKK5; MAP3K5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4217
免疫原	ヒトMAP3K5 (NP_005914.1) のアミノ酸1-161に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99683
タンパク質分子量	155kDa
輸送	保冷バッグ