


WbおよびElisa用Anti-Map4K3ラビットポリクローナル抗体 - Q8Ivh8

商品番号: CM0027863



前書き

ヒトMAP4K3 (GLK/MEKKK3)

を標的とする高品質なラビットポリクローナル抗体。

WBおよびELISAで検証済みです。約101

kDaのバンドを検出；マウスおよびラットと交差反応

します。Hippoおよびストレスシグナル伝達の研究に

最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAP4K3 Rabbit pAb
備考/別名	GLK; MEKKK3; MEKKK 3; MAPKKKK3; RAB8IPL1; MAP4K3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8491
GeneID	8491
免疫原	ヒトMAP4K3 (NP_003609.2) のアミノ酸755-894に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q8IVH8
タンパク質分子量	101kDa
配送	アイスパック