

抗Map4K5ウサギポリクローナル抗体（If/Icc、Elisa用） - Q9Y4K4

商品番号: CM0019637

前書き

ヒトMAP4K5に対するウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。標的キナーゼはJNK経路上流のストレス応答に関与。シグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAP4K5 ウサギpAb
備考/別名	KHS; GCKR; KHS1; MAPKKKK5; MAP4K5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11183
遺伝子ID	11183
免疫原	ヒトMAP4K5 (NP_006566.2) のアミノ酸300-480に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y4K4
タンパク質分子量	95kDa
輸送	保冷バッグ