


Anti-Mapk11 (P38B/Sapk2B) ウサギ

ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q15759

商品番号: CM0028483



前書き

MAPK11 (p38 β /SAPK2b) に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。MAPキナーゼシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAPK11 ウサギ pAb
備考／別名	P38B; SAPK2; p38-2; PRKM11; SAPK2B; p38Beta; P38BETA2; MAPK11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5600
GeneID	5600
免疫原	ヒト MAPK11 (NP_002742.3) のアミノ酸264-364に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15759
タンパク質分子量	41kDa
輸送	氷袋