


Wb、Elisa用 Anti-Mapk13 ポリクローナル抗体 - O15264

商品番号: CM0019739



前書き

ヒトMAPK13 (p38delta, SAPK4)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットの組織と交差反応性を示します。ストレス活性化キナーゼシグナル伝達および転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAPK13 Rabbit pAb
備考/別名	SAPK4; PRKM13; MAPK 13; MAPK-13; p38delta; MAPK13
種	ヒト
遺伝子ID	5603
免疫原	合成ペプチド ヒトMAPK13 (O15264) のアミノ酸300-400領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15264
タンパク質分子量	42kDa
配送	氷袋