


Anti-Mapk13 ラビットポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - O15264

商品番号: CM0029292



前書き

ヒトMAPK13 (p38δ)

を標的とするラビットポリクローナル抗体。WB（ウェスタンブロット）およびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済みです。MAPキナシニングナル伝達、ストレス応答、および細胞分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAPK13 Rabbit pAb
備考/別名	SAPK4; PRKM13; MAPK 13; MAPK-13; p38delta; MAPK13
種	ヒト
遺伝子ID	5603
免疫原	ヒトMAPK13 (NP_002745.1) のアミノ酸1-365に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15264
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスバッグ