


ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Mapk1/Mapk3

ウサギポリクローナル抗体 - P28482 / P27361

商品番号: CM0021811



前書き

ヒトMAPK1/MAPK3 (ERK1/2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。シグナル伝達研究や診断薬開発に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAPK1/MAPK3 ウサギ pAb
備考/別名	MAPK1/MAPK3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5594/5595
GeneID	5594/5595
免疫原	ヒトMAPK1/MAPK3 (ERK1/2) (P27361/P28482) のアミノ酸200-300に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28482/P27361
タンパク質分子量	36kDa/41kDa/38kDa/40kDa/43kDa
輸送	アイスバッグ