

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Mapk6ウサギポリクローナル抗体 - Q16659

商品番号: CM0015239



前書き

ヒトMAPK6（ERK3）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。MAP2のリン酸化と細胞周期進行に関与する非定型MAPキナーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAPK6 ウサギ pAb
備考/別名	ERK3; PRKM6; p97MAPK; HsT17250; MAPK6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5597
免疫原	ヒトMAPK6 (NP_002739.1) のアミノ酸372-721に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16659
タンパク質分子量	83kDa
発送	保冷バッグ