

抗Mapk8ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P45983

商品番号: CM0022094



前書き

ヒトMAPK8/JNK1に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み、マウスおよびラットと交差反応性を示します。ストレス活性化キナーゼシグナル伝達やAP-1制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAPK8 Rabbit pAb
別名	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5599
GeneID	5599
免疫原	ヒトMAPK8 (NP_620637.1) のアミノ酸1-100番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P45983
タンパク質分子量	48kDa
発送方法	氷袋梱包