

Wb、Elisa用抗Mapkapk-2/Mk2モノクローナル抗体 - P49137

商品番号: CM0007317



前書き

ヒトMAPKAPK-

2/MK2を標的とするウサギモノクローナル抗体です。ウエスタンブロッティングおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットのMAPKAPK-2/MK2を検出します。ストレスシグナル伝達、サイトカイン制御、DNA損傷の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAPKAPK-2/MK2 ウサギmAb
備考/別名	MK2; MK-2; MAPKAP-K2; MAPKAPK-2/MK2
種	ヒト
遺伝子ID	9261
免疫原	ヒトMAPKAPK-2/MK2 (NP_116584.2) のアミノ酸300〜400番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49137
タンパク質分子量	46kDa
輸送方法	保冷剤