

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Maptポリクローナル抗体 - P10637

商品番号: CM0024668



前書き

MAPT/Tau (SWISS: P10637)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのタウアイソフォームと交差反応性あり。神経変性疾患および微小管生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	MAPT ウサギ pAb
備考/別名	Tau; Mtapt; PHF-tau; MAPT
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	4137
遺伝子ID	17762
免疫原	マウスMAPT (NP_034968.3) のアミノ酸3-214に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10637
タンパク質分子量	35-38 kDa/44 kDa/76 kDa
発送	保冷バッグ