


WbおよびElisa用抗March8ポリクローナル抗体 - Q5T0T0

商品番号: CM0014418



前書き

ヒトMARCH8（E3ユビキチンタンパク質リガーゼMARCHF8）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済み、マウスおよびラットと交差反応性を示します。自然免疫および適応免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MARCH8 ウサギ pAb
別名	MIR; CMIR; c-MIR; MARCH8; RNF178; MARCH-VIII
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	220972
遺伝子ID	220972
免疫原	ヒトMARCH8 (NP_659458.2) のアミノ酸232～291番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q5T0T0
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	保冷剤