

Wb、If/Icc、Elisa用抗Marcksウサギポリクローナル抗体 - P29966

商品番号: CM0015739

前書き

ヒトMARCKSを標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAに適用可能です。マウスおよびラットと交差反応します。アクチン細胞骨格のダイナミクス、細胞運動、シグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MARCKSウサギpAb
備考/別名	MACS; 80K-L; PKCSL; PRKCSL; MARCKS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4082
GeneID	4082
免疫原	ヒトMARCKS (NP_002347.5) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29966
タンパク質分子量	32kDa
輸送	アイスバッグ