

Anti-Marcksl1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P49006

商品番号: CM0023724

前書き

ヒトMARCKSL1（MARCKS様タンパク質1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。アクチン細胞骨格および細胞遊走の研究に適しています。分子量19 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MARCKSL1 Rabbit pAb
備考/別名	MARCKSL1; F52; MACMARCKS; MLP; MLPI; MRP; MARCKS like 1
種	ヒト
遺伝子ID	65108
免疫原	合成ペプチド - ヒトMARCKSL1 (NP_075385.1) のアミノ酸95-195領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49006
タンパク質分子量	19kDa
配送	アイスバッグ