


ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Mark1ウサギポリクローナル抗体 - Q9P0L2

商品番号: CM0027156



前書き

ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISA用に検証済みのMARK1ポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのMARK1（細胞極性とWntシグナル伝達を調節するセリン/スレオニンキナーゼ）を検出します。神経科学およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MARK1 ウサギ pAb
備考/別名	MARK; Par1c; Par-1c; MARK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4139
GeneID	4139
免疫原	ヒトMARK1 (NP_061120.3) のアミノ酸560-700に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9P0L2
タンパク質分子量	89kDa
輸送	アイスバッグ