

WbおよびElisa用Anti-Mark2ラビットモノクローナル抗体 - Q7Kzi7

商品番号: CM0008334



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高特異性MARK2 (EMK1/PAR-1)

ラビットモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。細胞極性、微小管ダイナミクス、および神経生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MARK2 Rabbit mAb
備考/別名	EMK1; EMK-1; PAR-1; Par1b; Par-1b; MARK2
種	ヒト
遺伝子ID	2011
免疫原	ヒトMARK2 (Q7KZI7) のアミノ酸689-788領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q7KZI7
タンパク質分子量	88kDa
配送	アイスパッグ