

Anti-Mark2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q7Kzi7

商品番号: CM0021910



前書き

ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があり、WB、IF/ICC、ELISAで検証されたMARK2 Rabbit pAb。細胞極性、微小管ダイナミクス、および神経細胞移動の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MARK2 Rabbit pAb
備考/別名	EMK1; EMK-1; PAR-1; Par1b; Par-1b; MARK2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2011
GeneID	2011
免疫原	ヒトMARK2 (Q7KZI7) のアミノ酸350-455に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q7KZI7
タンパク質分子量	88kDa
配送	アイスバッグ