

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Mark3ウサギポリクローナル抗体 - P27448

商品番号: CM0019155



前書き

ヒトMARK3キナーゼを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。MARK3は微小管結合タンパク質をリン酸化し、Hippoシグナル伝達および細胞周期進行を制御します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MARK3 Rabbit pAb
別名	KP78; VIPB; CTAK1; PAR1A; Par-1a; MARK3
由来種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4140
遺伝子ID	4140
免疫原	ヒトMARK3 (NP_001122390.2) のアミノ酸1-100領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27448
タンパク質分子量	84kDa
発送方法	保冷剤