


抗Marsウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P56192

商品番号: CM0027328



前書き

ヒトMARS（メチオニンtRNAリガーゼ）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびラットのMARSを検出し、タンパク質合成や神経疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MARS ウサギ pAb
備考/別名	MRS; ILLD; MARS; TTD9; CMT2U; ILFS2; METRS; MTRNS; SPG70
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4141
遺伝子ID	4141
免疫原	ヒトMARS (NP_004981.2) のアミノ酸1-270に対応する配列を含む組換えタンパク質/組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P56192
タンパク質分子量	101kDa
輸送方法	氷袋