


Anti-Marveld2 ウサギポリクローナル抗体 Wb、Elisa用途 - Q8N4S9

商品番号: CM0025962



前書き

MARVELD2（トライセルリン）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。密着結合および難聴研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MARVELD2 ウサギpAb
備考／別名	Tric; DFNB49; MARVD2; MRVLDC2; MARVELD2
対象種	ヒト
遺伝子ID	153562
免疫原	ヒトMARVELD2 (NP_001033692.2) のアミノ酸200-300領域内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N4S9
タンパク質分子量	64kDa
発送方法	氷袋梱包