

Wb、Elisa用抗Mas1Lウサギポリクローナル抗体 - P35410

商品番号: CM0013969

前書き

ヒトMAS1L（MRG、MAS1様タンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの性能確認済みです。膜受容体研究およびGタンパク質共役受容体研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAS1LウサギpAb
備考／別名	MRG; MAS-L; dJ994E9.2; MAS1L
種	ヒト
GeneID（ヒト）	116511
免疫原	ヒトMAS1L（NP_443199.1）のアミノ酸1〜70に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P35410
タンパク質分子量	42 kDa
配送方法	保冷バッグ