

## Wb、Elisa用抗Masp1ウサギポリクローナル抗体 - P48740

商品番号: CM0028079



### 前書き

CamelBioは、ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWBおよびELISAで検証済みの抗MASP1ウサギポリクローナル抗体（UniProt P48740）を供給しています。レクチン経路および補体代替経路の主要な開始因子であるマンナン結合レクチンセリンプロテアーゼ1を標的としており、自然免疫研究や診断法開発に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | MASP1 ウサギ pAb                                                                    |
| 別名          | 3MC1; MAP1; MASP; RaRF; CRARF; MAP-1; MASP3; Map44; PRSS5; CRARF1; MASP-3; MASP1 |
| 種           | ヒト                                                                               |
| GeneID (ヒト) | 5648                                                                             |
| GeneID      | 5648                                                                             |
| 免疫原         | 合成ペプチド   ヒトMASP1 (NP_001870.3) のアミノ酸20〜300番以内の配列に対応する合成ペプチド。                     |
| 起源          | ウサギ                                                                              |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                                        |
| 用途          | WB、ELISA                                                                         |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                                       |
| SWISS       | P48740                                                                           |
| タンパク質分子量    | 79kDa                                                                            |
| 輸送方法        | 保冷剤                                                                              |