

抗マスト細胞キマーゼ（Cma1）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P23946

商品番号: CM0002855



前書き

ヒトマスト細胞キマーゼ（CMA1）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに最適です。マウスおよびラットと交差反応します。マスト細胞生物学におけるキマーゼプロテアーゼ研究のために検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Mast Cell Chymase (CMA1) Rabbit mAb
備考/別名	CYH; MCT1; chymase; Mast Cell Chymase (CMA1)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1215
GeneID	1215
免疫原	合成ペプチド ヒトマスト細胞キマーゼ（CMA1）（CMA1）（P23946）のアミノ酸148-247内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23946
タンパク質分子量	27kDa
配送	アイスバッグ