

抗マスト細胞トリプターゼ (Tpsb2) ウサギモノクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、Elisa対応) - Q15661

商品番号: CM0002881



前書き

マスト細胞トリプターゼ (TPSB2/TPSAB1) を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。マスト細胞生物学や自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	マスト細胞トリプターゼ (TPSB2) ウサギmAb
備考/別名	TPS1; TPS2; TPSB1; TPSB2; Tryptase-2; Mast Cell Tryptase (TPSB2)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7177
遺伝子ID	64499
免疫原	ヒト マスト細胞トリプターゼ (TPSB2) (P20231) のアミノ酸30～275番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15661
タンパク質分子量	31kDa
発送方法	氷袋