

Wb、Elisa用 Anti-Mat2A ポリクローナル抗体 - P31153

商品番号: CM0029885



前書き

WBおよびELISAで検証済みのMAT2Aウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。一炭素代謝の鍵酵素であるS-アデノシルメチオニン合成酵素アイソフォームタイプ2を標的とします。メチル化経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	MAT2A ウサギ pAb
備考/別名	MATA2; MATII; SAMS2; MAT2A
種	ヒト
GeneID	4144
免疫原	ヒトMAT2A (NP_005902.1) のアミノ酸1-395を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31153
タンパク質分子量	44kDa
配送	保冷バッグ