

Anti-Mat2A Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P31153

商品番号: CM0003556



前書き

ヒトMAT2Aに対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。S-アデノシルメチオニン合成酵素アイソフォームタイプ2を標的とし、一炭素代謝において重要な役割を果たします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAT2A Rabbit mAb
備考/別名	MATA2; MATII; SAMS2; MAT2A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4144
GeneID	4144
免疫原	ヒトMAT2A (P31153) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31153
タンパク質分子量	44kDa
配送	アイスバッグ