


抗Matkウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P42679

商品番号: CM0029270



前書き

高品質な抗MATKウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットのMATKと反応し、造血シグナル伝達やキナーゼ制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MATK ウサギ pAb
別名	CHK; CTK; HYL; Lsk; HYLTK; HHYLTk; MATK
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4145
免疫原	ヒトMATK (NP_647611.1) のアミノ酸352~466番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42679
タンパク質分子量	56kDa
配送方法	氷袋梱包