

Wb、Elisa用抗Matn3ウサギポリクローナル抗体 - O15232

商品番号: CM0027276

前書き

ヒトMATN3を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。軟骨細胞外マトリックス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MATN3 ウサギ pAb
備考/別名	HOA; OS2; EDM5; DIPOA; OADIP; SEMDBCD; MATN3
種	ヒト
遺伝子ID	4148
免疫原	ヒトMATN3（NP_002372.1）のアミノ酸277～486番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O15232
タンパク質分子量	53kDa
輸送方法	氷袋