

## Wb・Elisa用抗Matn4ウサギポリクローナル抗体 - O95460

商品番号: CM0027063

### 前書き

軟骨細胞外マトリックスタンパク質であるヒトMATN4（マトリリン-4）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ECMおよび骨格発生の研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 製品名       | MATN4 ウサギpAb                                         |
| 別名        | MATN4                                                |
| 対象種       | ヒト                                                   |
| 遺伝子ID（ヒト） | 8785                                                 |
| 遺伝子ID     | 8785                                                 |
| 免疫原       | ヒトMATN4（NP_085080.1）のアミノ酸221～540に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 産生源       | ウサギ                                                  |
| カテゴリー     | ポリクローナル抗体                                            |
| 用途        | WB、ELISA                                             |
| 交差反応性     | ヒト、マウス、ラット                                           |
| SWISS     | O95460                                               |
| タンパク質分子量  | 68kDa                                                |
| 発送方法      | 保冷剤                                                  |