

Wb・Elisa用 抗マトリン2 (Matn2) ウサギポリクローナル抗体 - O00339

商品番号: CM0021006

前書き

ヒトMatrilin-2

(MATN2)を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット(WB)およびELISAでの使用が検証済みです。107

kDaのタンパク質を検出し、ヒトおよびラットと交差反応します。細胞外マトリックス集合の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MATN2 Rabbit pAb
別名	MATN2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4147
GeneID	4147
免疫原	合成ペプチド：ヒトMATN2 (NP_001304677.1)のアミノ酸800番からC末端までの配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O00339
タンパク質分子量	107kDa
輸送方法	保冷剤