

Anti-Matrin 3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43243

商品番号: CM0002302

前書き

このMatrin 3ウサギモノクローナル抗体は、ヒトMatrin 3 (P43243) を特異的に検出し、マウスおよびラットと交差反応します。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しており、標的サイズは約95 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Matrin 3 Rabbit mAb
備考/別名	MPD2; ALS21; VCPDM; Matrin 3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9782
遺伝子ID	9782
免疫原	合成ペプチド：ヒトMatrin 3 (P43243) のアミノ酸700-800領域内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43243
タンパク質分子量	95kDa
配送	氷袋