

Anti-Matrin 3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P43243

商品番号: CM0028922

前書き

Matrin 3 ウサギポリクローナル抗体 (P43243) は、ヒト、マウス、ラットのWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。核マトリックス、転写、RNA結合、および自然免疫シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Matrin 3 ウサギ pAb
備考/別名	MPD2; ALS21; VCPDM; Matrin 3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9782
GeneID	9782
免疫原	ヒト Matrin 3 (NP_001181884.1) のアミノ酸747-847に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43243
タンパク質分子量	95kDa
配送	氷袋