

## 抗マトリックスメタロプロテアーゼ11（Mmp11/ストロメリシン-3）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - P24347

商品番号: CM0002042

### 前書き

ヒトMMP11に対する組換えウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの性能が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のMMP11を検出し、癌および間質生物学研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | MMP11 ウサギモノクローナル抗体                                    |
| 備考/別名       | ST3; SL-3; STMY3; MMP11                               |
| 対象種         | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 4320                                                  |
| GeneID      | 4320                                                  |
| 免疫原         | 合成ペプチド   ヒトMMP11 (P24347) のアミノ酸389～488番の配列に相当する合成ペプチド |
| 起源          | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                             |
| 用途          | WB、ELISA                                              |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS       | P24347                                                |
| タンパク質分子量    | 55kDa                                                 |
| 発送方法        | 氷袋梱包                                                  |