


Wb、Elisa用 抗Mbd2 ウサギ モノクローナル抗体 - Q9Ubb5

商品番号: CM0008108



前書き

抗MBD2 ウサギ

モノクローナル抗体は、WBおよびELISAによりヒトおよびマウスのMBD2を検出します。がんやエピジェネティクスにおけるDNAメチル化、クロマチンリモデリング、遺伝子サイレンシングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MBD2 ウサギ mAb
備考/別名	DMTase; NY-CO-41; MBD2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8932
遺伝子ID	8932
免疫原	ヒトMBD2 (Q9UBB5) のアミノ酸100-200に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9UBB5
タンパク質分子量	43kDa
発送	保冷バッグ